

**Čtyřkolové chodítko**  
**Model 275,276**  
**Návod na použití**

Před použitím prostudujte pečlivě tento návod, na jehož základě se seznámíte s použitím výrobku. Kromě toho návod obsahuje i pokyny pro péči a údržbu chodítka. Uvědomte si, že dodržování našich pokynů vám zajistí i po létech užívání dobrý stav a bezchybnou funkci výrobku.

#### **Přejímací kontrola**

Vybalte výrobek a zkontrolujte jeho úplnost. K dodávce patří:

- rám chodítka vč. sedačky a 4 koleček (již namontováno)
- výškově nastavitelná madla vč. brzdové páčky
- nákupní košík
- odkládací plocha pod sedátkem
- návod na použití

Prohlédněte si pozorně zásilku, zda neutrpěla nějaké poškození během transportu. Pokud zjistíte nějakou vadu, postupujte následovně:

- bezodkladně reklamujte u přepravce nebo dodavatele
- nechte vystavit protokol o poškození
- informujte ihned vašeho odborného prodejce

Technická data:

Šířka	59 cm
Délka (rozloženo)	76 cm
Výška sedu	56 cm
Šířka sedu	44 cm
Hmotnost	7,3 kg
	8,8 kg vč. košíku a odkládací plochy
Nastavení madel	81 – 96 cm
Kolečka	8 x 1¼ (průměr 200 mm)
Brzda	multifunkční
Udané zatížení	max. <b>120 kg</b>

#### **Použití**

Chodítko slouží ke kompenzaci snížené funkce dolních končetin pomocí opory horních končetin nebo trupu a vede k podpoře a jistotě chůze. Může být použito jak uvnitř, tak i venku na rovném terénu. Není je možné použít při výrazných omezeních funkce rukou/paží nebo při silných poruchách rovnováhy. Rovněž je nelze použít k převážení osob. Sedací plocha slouží jako sedátko pouze tehdy, jsou-li zajištěny a funkční **obě parkovací brzdy!**

#### **Montáž**

- zatlačte shora na čalouněnou trubku sedací plochy poté, co položíte chodítko na zem na zadní kolečka
- chodítko rozložíme a zajistíme úchyty z umělé hmoty, které jsou k tomu určeny. Zároveň vytáhněte lehce nahoru pojistku, která se nachází vpravo
- nasad'te do otvorů v rámu tak, aby držadla směřovala dozadu, nikoliv dovnitř nebo ven
- zajistěte táhla brzd
- nastavte výšku držadel podle následujícího popisu:

#### **Madla**

Madla (držadla) se dají výškově nastavit. Uvolněte boční zajišťovací páčku a nastavte posuvnou trubku do takové výše, aby se držadla nacházela ve výši vašeho zápěstí. Přitom nechte ruce volně podél těla. Poté utáhněte opět zajišťovací páčku. Rozsah výškového nastavení je vyznačen na nasunovací trubce drážkováním a konečným bodem **V**. Větší vytažení trubky by mohlo ohrozit stabilitu chodítka. Madla používejte jen paralelně ke směru jízdy.

**Před každým použitím chodítka vyzkoušejte, zda jsou madla pevně zajištěna!**

#### **Brzdový systém**

Vaše chodítko je vybaveno multifunkčními brzdami. Páka brzdy se nachází pod držadly a slouží jako provozní i parkovací brzda. Pro krátkodobé zabrzdění (provozní brzda) potáhněte za páku brzdy směrem nahoru ve směru držadel. K dlouhodobému zabrzdění (parkovací brzda) zatlačte páku brzdy úplně dolů do krajní polohy (cvaknutí je cítit i slyšet). Takto zabrzděná kola jsou zablokována, dokud páku brzdy neposunete opět nahoru. Pro blokování obou koleček použijte funkci obou brzd (vpravo i vlevo).

**Před každým použitím chodítka vyzkoušejte spolehlivost brzd!**

#### **Bezpečnostní pokyny**

Dbejte, aby se na ploše před kolečky nenacházely kameny nebo jiné předměty, které by mohly představovat překážku.

Dbejte na správné nastavení brzdových táhel.

Dbejte, aby před použitím chodítka byly brzdy vždy v parkovací pozici. Teprve až budete jistě stát, uvolněte parkovací brzdy.

Přesvědčte se před použitím, zda jsou aretování šrouby nasunovací trubky zajištěny.

Ujistěte se, že je upevněna pojistka proti zaklapnutí (složení) chodítka.

Chodítko během používání nezvedejte. Mohlo by se zaklapnout a přivodit pád.

S použitím začněte až poté, co jistě stojíte a máte obě ruce na držadlech.

Nechyťte se držadel mokřýma rukama, můžete uklouznout a ztratit rovnováhu.

Pokud se během chůze unavíte, můžete si sednout na sedátko. Nejdříve však uveďte brzdy do parkovací polohy.

**Výrobek může být zatížen max. 120 kg** a použit jen na rovných plochách.

Nenajíždějte chodítkem na schody nebo stupně vyšší než 20 mm

Při použití venku jeďte jen po rovných cestách a vyhýbejte se vysokým hranám chodníku.

Vyhleďte si místo, kde je chodník snížen pro nájezd.

Nepoužívejte chodítko v plynulém provozu na cestě, používejte rovné cesty pro pěší.

Vyhýbejte se jízdě po „kočičích hlavách“ nebo podobném povrchu – můžete přestat chodítko ovládat.

Nepoužívejte chodítko na silně stoupajících cestách nebo cestách se strmým sklonem.

Nepoužívejte chodítko transportu osob nebo nadměrných předmětů.

Výrobce nepřebírá záruku, pokud není chodítko použito přiměřeně svému určení a pokud nejsou provedeny převjímací zkoušky uvedené v návodu na použití.

### **Péče**

K čištění je nejlepší použít mýdlových prostředků. Čistící prostředek by měl mít v každém případě hodnotu Ph min. 6.

Nepoužívejte čistící prostředky s rozpouštědly a dávejte pozor na pokyny uvedené na jednotlivých prostředcích. K čištění používejte vlhký hadřík a vlažnou vodu. Nepromáčejte čalounění. Nepoužívejte kovové kartáče a jiné ostré a špičaté předměty. Pravidelná péče udrží vaše chodítko dlouho v nezávadném a funkčním stavu.

### **Dezinfekce**

Dezinfekci může provádět jen odborný pracovník hygieny nebo osoba jím pověřená.

### **Opravy, údržba, kontrola**

Používejte pouze originální náhradní díly firmy VERMEIREN. Opravu a údržbu může provádět pouze odborný pracovník. Využívejte servisních služeb vašeho odborného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali právě náš výrobek

INTER META Ostrava, s.r.o.  
Nádražní 132  
702 00 Ostrava 1