

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ KROKOVACÍ 0807998i
CHODÍTKO DVOUKOLOVÉ SKLÁDACÍ 0806507
CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ KROKOVACÍ 0809396i

0807998i,0804458



0806507



0809396i,0804460



Pokyny pro specializovaného prodejce

Tento návod k obsluze je součástí dodávky a musí být součástí každého prodaného produktu.

Verze: 12/2023

Všechna práva vyhrazena, včetně překladu.

Šíření jakékoliv části tohoto katalogu jakýmkoliv způsobem (tisk, kopie, mikrofilm nebo jiný způsob) bez písemného souhlasu vydavatele, nebo zpracování, duplikace či distribuce prostřednictvím elektronických systémů je zakázáno.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Chodítka mohou používat lidé s omezenou pohyblivostí pro cestování v rámci domova i mimo něj.

POZOR (!):

- V případě poškození nebo poruchy vašeho produktu NEPOUŽÍVEJTE produkt a prosím kontaktujte autorizovaného a vyškoleného zástupce.
- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu
- MOBIAK S.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z an nesprávným používáním tohoto výrobku a neoprávněnou úpravou rámu výrobku.
- MOBIAK S.A si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění
- Existuje $\pm 3\%$. Odchylka rozměrů produktů.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

- Pokud nečtete tuto uživatelskou příručku, je lepší nepoužívat tento nebo jiný výrobek dostupná část. Pokud nerozumíte použití nebo opatřením, kontaktujte nás prodejce nebo příslušné technické osobě, než výrobek použijete, protože může být způsobil škodu.
- Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
- Uchovejte tento dokument pro budoucí použití.
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti dětí, a nedovolte dětem, aby si s ním hrály produkt.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.
- Zvláštní opatrnost je vždy vyžadována tam, kde jsou pohyblivé části, které mohou způsobit končetiny zachycení a zranění.
- Nepokoušejte se zvedat výrobek za odnímatelné části

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Jsme výhradně zodpovědní za prohlášení, že zdravotnické prostředky uvedené v tomto prohlášení jsou třídy nízkého rizika (třída I) a splňují požadavky evropského nařízení 745/2017 a případně normy a právní předpisy, na které se odkazuje.

PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda není poškozený rám, aby bylo zaručeno bezpečné používání výrobku. (Existují žádné praskliny nebo praskliny v rámu).
- V případě poškození výrobek nepoužívejte a požádejte svého prodejce o další pokyny.
- Zkontrolujte, zda je výrobek správně smontován a zda jsou všechny šrouby zajištěny a dobře zašroubovány na.
- Vždy kontrolujte stav opotřebení dílů, abyste zajistili absolutně bezpečné používání produkt pro lidi a předměty.
- Chodítka je v plném vysunutí a je v této poloze zajištěno.
- Kolečka (pokud jsou k dispozici) jsou pevně upevněna.
- Rukojeti jsou ve stejné výšce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Pokud jednoho dne zjistíte, že je třeba váš produkt vyměnit nebo vám již nefunguje, zvažte ochranu životního prostředí:

- 1) Nelikvidujte svůj výrobek společně s ostatním komunálním odpadem (toto je také význam zobrazeného recyklačního symbolu).
- 2) Obrátte se na své veřejné úřady a ty vás poučí o recyklačních střediscích, ve kterých musí být váš produkt zlikvidován.
- 3) Správná likvidace vašeho produktu napomáhá ochraně životního prostředí a také recyklaci součástí produktů.

INFORMACE O ÚDRŽBĚ, ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI:

Aby bylo zaručeno bezpečné používání a odpovídající hygienický standard, měl by je uživatel provádět postupy před každým použitím.

Uživatel se musí ujistit o strukturální integritě zařízení a jeho součástí. Pro

při čištění a sanitaci postupujte podle následujících kroků:

1. Měly by se nosit rukavice.
2. Před provedením nejpřesnější dezinfekce odstraňte zjevné nečistoty.
3. K čištění použijte vodu nebo jemný čisticí prostředek.
4. Otřete suchým a čistým hadříkem.
5. NENECHÁVEJTE výrobek mokry.
6. K čištění rámu nepoužívejte chemické čističe. To by mohlo způsobit poškození povrchu výrobku
7. Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný, jemný dezinfekční prostředek
8. Chraňte předmět před poškrábáním, pořezáním a proražením.

MONTÁŽ:

Chodítka jsou dodávána smontovaná a připravená k použití.

DALŠÍ INSTRUKCE:

1. Ke složení nebo rozložení chodítka použijte madla nebo tlačítko (pokud je k dispozici)
2. Při použití chodítka k sezení nebo vstávání zatlačte rukojeti dolů, zajištění, že chodítko bude stát na místě a neuklouzne.
3. Když vystoupíte z chodítka, musíte se spolehnout na obě rukojeti stejně. Naklánět se pouze k jedné rukojeti (bez doprovodu) může dojít k poškození rukojeti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

1. Hliníkový rám
2. Skládací
3. Výškově nastavitelné
4. Gumová koncovka šedá – kod : 0809553



0807998i 0804458 krokovací chodítko	54 cm	44 cm	37cm	88-100 cm	100 Kg
0806507 pevné chodítko s kolečkami	60 cm	47 cm	52 cm	80-95 cm	100 Kg
0809396i 0804460 krokovací chodítko	54 cm	44 cm	46 cm	77-94 cm	100 Kg

Symby na etiketě, obalu či používání v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorech



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním zářením

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA:

Před uložením nebo přepravou chodítko zavřete a složte pomocí rukojetí nebo tlačítka

DALŠÍ INSTRUKCE:

1) Chcete-li chodítko složit nebo rozložit, použijte rukojeti nebo tlačítka (pokud je k dispozici)
2) Při používání chodítka k sezení nebo vstávání zatlačte rukojeti dolů, aby chodítko zůstalo stát a neklouzalo. Když vystoupíte z chodítka, musíte se spolehnout na obě rukojeti stejně. Naklání pouze k jedné rukojeti (bez doprovodu) může rukojet' poškodit.

DŮLEŽITÉ (!)

Před použitím chodítka SE UJISTĚTE, že:

Chodítko je v plném vysunutí a v této poloze je zajištěno.

Kolečka (pokud jsou k dispozici) jsou pevně upevněna

Rukojeti jsou stejně vysoké a šrouby, které je připevňují k rámu, jsou utažené.

V rámu nejsou žádné praskliny.

Chodítko pravidelně čistěte. Nenechávejte chodítko mokré. Nenechávejte děti v blízkosti chodítka bez dozoru

ZÁRUKA:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu dvou (2) let od data zakoupení. Záruka platí na tovární vady a NEVZTAHUJE se na škody vzniklé nesprávným použitím, špatné údržbou, úpravy, nadměrné používání nebo nesoulad s provozem produktu instrukce.

Také se NEVZTAHUJE na části, které se mohou během používání nebo časem opotřebovat.

Škody nebo závady způsobené živelními pohromami, neoprávněnou údržbou nebo opravou, napájením na problémy s dodávkami (pokud jsou použitelné) a na přepravce se záruka nevztahuje.

Není použit žádný servis ani náhradní díl, pokud nebyl zkontrolován autorizovaným servisem oddělení nebo výrobcem produktu. Náklady na dopravu zboží v záruce jsou do hradí koncový uživatel-zákazník nebo prodejce.

HLÁŠENÍ UDÁLOSTI:

Jakýkoli vážný incident vzniklý v souvislosti s používáním zařízení bude musí být oznámeny výrobcí a příslušnému orgánu členského státu na adrese, kde má uživatel a/nebo pacient bydliště

VÝROBCE:



MOBIK S.A

KATHIANA AKROPOLITOU, XANIA - KPTH

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com

