

Sprchové a WC křeslo RS844

Uživatelský návod

Výrobce: MORETTI S.p.A., Itálie

Distributor v ČR: Eldomed s.r.o.

Poliklinika Brno – Lesná

Halasovo náměstí 1, 638 00 Brno

E-mail: Petr.pavlica@eldomed.cz

Tel.: 739 585 777

www.eldomed.cz



Onda

1. Popis výrobku

Sprchové a WC křeslo RS844 je určeno pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Vhodné pro:

- sprchování
- umístění nad WC mísou
- použití se zásobníkem (nočníkem)

Konstrukce je lehká, stabilní a snadno se čistí.

[OBRÁZEK 2 – Detail sedáku]

2. Hlavní vlastnosti

- Stabilní hliníková konstrukce s epoxidovým lakem
- Sedák a opěradlo z měkkého a hygienického PU
- Otvor pro toaletu / zásobník
- Sklopná podnožka pro snadný nástup
- Opěrka hlavy pro vyšší komfort

Varianty šířky sedu: **40 / 46 / 50 cm**

Maximální nosnost: **136 kg**

3. Použití výrobku

A) Použití ve sprše

1. Umístěte křeslo do sprchového prostoru
 2. Zajistěte brzdy koleček
 3. Uživatel se posadí s dopomocí
-

B) Použití nad WC mísou

1. Přisuňte křeslo nad WC
 2. Zarovnejte otvor sedáku se středem mísy
 3. Aktivujte brzdy koleček
-

C) Použití se zásobníkem

1. Zasuňte zásobník pod sedák
2. Po použití vyjměte a vyčistěte

4. Bezpečnostní pokyny

 Vždy dbejte na následující:

- Zajistěte kolečka před přesunem i během používání
 - Nepřekračujte nosnost 136 kg
 - Pravidelně kontrolujte stav sedáku a konstrukce
 - Uživatel by měl vždy sedat a vstávat s asistencí
-

5. Údržba a čištění

- Po použití opláchněte čistou vodou
 - Pravidelně dezinfikujte vhodnými přípravky
 - Nepoužívat agresivní nebo abrazivní chemii
 - Kontrolujte dotažení spojů a šroubů
-

6. Technické údaje

Vlastnost	Hodnota
Materiál rámu	Hliník
Sedák a opěrka	Polyuretan
Šířky sedu	40 / 46 / 50 cm
Max. nosnost	136 kg
Tolerance rozměrů $\pm 0,5$ cm	

7. Servis a kontakt

V případě poruchy nebo náhradních dílů:

Eldomed s.r.o. – zákaznická podpora

 739 585 777

 Petr.pavlica@eldomed.cz