

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

Nastavitelná vanová deska

REF: 0808366 / 0813148

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní

REF : 0808366



REF : 0813148



1. URČENÍ POUŽITÍ

Vanová deska je určena:

- pro osoby s omezenou mobilitou
- pro seniory
- pro osoby se sníženou stabilitou

Použití:

- do vany

👉 umožňuje hygienu vsedě

👉 snižuje únavu a riziko uklouznutí

👉 model 0813148 navíc obsahuje **otočnou desku pro snadnější manipulaci**

2. INDIKACE

Vhodné pro:

- osoby s omezenou mobilitou dolních končetin
- osoby, které nevydrží stát při sprchování

Uživatel musí:

- být schopen sedět
- udržet rovnováhu při přesunu

3. KONTRAINDIKACE

Nevhodné pro osoby:

- s poruchou rovnováhy

- s poruchou vnímání při usedání

4. POPIS ZAŘÍZENÍ

REF : 0808366



REF : 0813148



- plastová deska
- nastavitelná šířka uchycení
- boční zarážky pro fixaci
- protiskluzové prvky

👉 model 0813148:

- otočný disk (rotace pro přesun)

⚠ 5. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte bez přečtení návodu
- Nepřekračujte maximální nosnost: **150 kg**
- Nepoužívejte poškozený výrobek

⚠ Důležité:

- Nepoužívejte k jinému účelu
- Nepoužívejte na nestabilní vaně
- Nezvedejte výrobek za odnímatelné části
- Dávejte pozor na pohyblivé části (u otočné verze)

👉 zvýšená opatrnost na mokrému povrchu

6. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:

- neporušenost konstrukce
- správné uchycení
- dotažení všech prvků
- stabilitu

👉 deska musí pevně dosedat na okraje vany

👉 nesmí se pohybovat ani kývat

7. MONTÁŽ



Postup:

1. Nastavte šířku podle vany
2. Umístěte desku na okraje vany
3. Dotáhněte fixační prvky
4. Zkontrolujte stabilitu

👉 u modelu s rotací:

- zkontrolujte správné usazení otočné části

8. POUŽITÍ

- umístěte desku na vanu
- ověřte stabilitu
- posad'te se doprostřed

👉 při přesunu:

- postupujte pomalu
- přenášejte váhu postupně

⚠ nepřetěžujte jednu stranu

OTOČNÁ VERZE (0813148)



- umožňuje rotaci uživatele
- usnadňuje nastupování do vany

👉 vždy se ujistěte, že je poloha stabilní před zatížením

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Postup:

1. Použijte ochranné rukavice
2. Odstraňte nečistoty
3. Použijte vodu nebo jemný prostředek
4. Otřete suchým hadříkem
5. Nenechávejte mokré

❌ nepoužívejte chemické čističe

👉 dezinfekce: jemný dezinfekční prostředek

10. ÚDRŽBA

- kontrola konstrukce
- kontrola opotřebení
- kontrola stability

👉 chraňte před poškozením (škrábance, praskliny)

11. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí
- mimo zdroje tepla

12. TECHNICKÉ PARAMETRY

REF				
0808366	70 cm	34.5 cm	37.5-57.5 cm	150 kg
0813148	75 cm	35 cm	42.5-63.5 cm	150 kg

- délka: 70 cm
- šířka: 34,5 cm
- s vnitřní šířkou nastavení: 37,5 – 57,5 cm
- nosnost: 150 kg

REF 0813148 (otočná)

- délka: 75 cm
- šířka: 35 cm
- s vnitřní šířkou nastavení: 42,5 – 63,5 cm
- nosnost: 150 kg

13. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu
- likvidujte dle místních předpisů

14. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlase:

- výrobci
- SÚKL

15. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení
- nesprávné použití
- neautorizované opravy

16. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I
- MDR 2017/745

Symbole na etiketě, obalu či používané v manuálu





zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním z



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU, CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com