

MOBIAKCARE

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K POUŽITÍ

Toaletní vozík „CYAN“

REF: 0805453 / 0805410

Zdravotnický prostředek třídy I, nesterilní

REF : 0805453



REF : 0805410



1. URČENÍ POUŽITÍ

Toaletní vozík „CYAN“ je určen:

- pro osoby s omezenou mobilitou
- pro použití v interiéru

Použití:

- jako **toaletní židle s nádobou**
- jako **nástavec na WC (bez nádoby)**

👉 Vozík slouží jako hygienická pomůcka a zároveň jako přesunová pomůcka v domácím prostředí

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

Hlavní části:

- ocelový rám
- sedák z PVC
- područky (nastavitelné, sklopné)
- podnožky (odnímatelné, otočné, nastavitelné)
- toaletní nádoba s víkem
- kolečka (4")
- brzdy na zadních kolech

3. TECHNICKÉ PARAMETRY

											
0805453	44,5cm	43cm	43cm	46cm	55cm	77cm	97cm	53.7cm	4"4"	136kg	11.3kg
0805410	44,5cm	43cm	44cm	46cm	55cm	77cm	97cm	53cm	4"4"	136kg	10.3kg

Model 0805453

- šířka: 44,5 cm
- hloubka: 43 cm
- výška sedu: 46 cm
- celková výška: 97 cm
- nosnost: 136 kg
- hmotnost: 11,3 kg

Model 0805410 s hygienickým výřezem

- šířka: 44,5 cm
- hloubka: 44 cm
- výška sedu: 46 cm
- celková výška: 97 cm
- nosnost: 136 kg
- hmotnost: 10,3 kg

4. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte výrobek bez přečtení návodu
- Nepřekračujte maximální nosnost
- Nepoužívejte poškozený výrobek

 **Důležité:**

- Nepoužívejte na kluzkém povrchu
- Nepřenášejte vozík za odnímatelné části
- Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně
- Držte mimo dosah dětí

5. PŘED POUŽITÍM

Zkontrolujte:

- stabilitu konstrukce
- dotažení šroubů
- správné upevnění kol
- správné umístění nádoby
- že sedák je správně zajištěn

 Vozík musí být plně rozložen a zajištěn

6. MONTÁŽ



Postup:

1. Postavte rám na podlahu
2. Namontujte opěrku zad
3. Zajistěte opěrku
4. Namontujte boční části
5. Vložte nádobu zezadu
6. Namontujte podnožky
7. Připevněte podpěrný pás nohou

7. POUŽITÍ

- vozík postavte na rovný povrch
- zajistěte brzdy
- posad'te se doprostřed

 při vstávání:

- tlačte na područky směrem dolů

 opírejte se vždy o obě ruce

8. POUŽITÍ NÁDOBY

- nádobu vyjměte zezadu
- po použití ihned vyčistěte

9. ČISTĚNÍ

- nádobu čistěte ihned po použití
- opláchněte teplou vodou
- použijte jemný čisticí prostředek

 nepoužívejte:

- kyseliny
- agresivní chemii

 rám a sedák:

- čistěte jemným prostředkem
- osušte

10. ÚDRŽBA

Provádějte minimálně 1× měsíčně:

- kontrola nádoby (praskliny)
- kontrola šroubů
- kontrola plastových částí
- kontrola stability
- kontrola brzd
- kontrola kol

 používejte pouze originální díly

11. SKLADOVÁNÍ

- suché prostředí
- mimo zdroje tepla

12. DŮLEŽITÉ POKYNY

Před použitím ověřte:

- vozík je zajištěný
- kola jsou pevně uchycena
- sedák drží správně
- nádoba je správně vložena
- konstrukce není poškozená

 Nepoužívejte otevřený oheň v blízkosti

13. VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte při závadě
- Nepoužívejte k jinému účelu
- Nedovolte dětem manipulaci
- Nezvedejte vozík za odnímatelné části

 výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití

14. LIKVIDACE

- nevyhazujte do komunálního odpadu
- likvidujte dle místních předpisů

15. HLÁŠENÍ INCIDENTU

Závažné události hlase:

- výrobcí
- SÚKL

16. ZÁRUKA

- 2 roky

Nevztahuje se na:

- opotřebení
 - nesprávné použití
 - neautorizované opravy
-

17. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- zdravotnický prostředek třídy I
- MDR 2017/745

Symbody na etiketě, obalu či používané v manuálu



zdravotnický prostředek



výrobce



číslo produktu



výrobní číslo



šarže



unikátní označení produktu



udržujte v suchu



zacházejte opatrně



použití pouze ve vnitřních prostorách



MOBIAC S.A

ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΟΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ

KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE

T: +30 28210 63222 | WEB: www.mobiakcare.com



označení CE



datum výroby



čtěte informace pro použití



nepoužívejte pokud je obal poškozen



nepokládejte



chránit před slunečním z